

Návod k obsluze a reklamační řád



Distributor pro ČR:

Martina Grošupová - Vitalshop, Brněnská 2577, 470 06 Česká Lípa

Doručovací adresa: Vitalshop.cz, Poříčnická 1918, 470 01 Česká Lípa

IČO: 726 37 765, DIČ: CZ7859062321

e-mail: vitalshop@vitalshop.cz, www.vitalshop.cz, tel. 487 837 526,

fax: 487 524 652

Živnostenský list č.j. 53377/01/2, event.č. 350101-13051-02.

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a měl by být trvale k dispozici.

POZOR!!! Tento přístroj nesmí používat lidé s lékařským implantátem, jako např. s podpůrným srdečním přístrojem. Tento přístroj využívá slabý elektrický proud, který může ovlivnit činnost druhého přístroje. Tento přístroj je odrušen podle EC nařízení 89 / 336 / EC.

Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie. Dbejte následujících pokynů. Baterie nesmí do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo v obchodě, aby mohly být zpracovány šetrně k životnímu prostředí.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

1. Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k obsluze a dobře jej uschovejte. Tento přístroj je osobní váhou s měřením tělesné kompozice s pamětí pro 4 osoby. Tato váha rozlišuje **dospělý mód** (od 18 do 99ti let), **dětský mód** (děti od 5ti let, od výšky 90cm), **atletický mód** (pro osoby, které 10 hodin týdně pravidelně alespoň rok trénují).

Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu tzv. metodou bioelektrické impedance (BIA) změří skutečné **procento podílu tělesného tuku**. Tento přístroj měří procentuelní podíl tělesné vody, BMR (kalorie potřebné pro výměnu látek), metabolický věk, MUSCLE MASS (svalovou hmotu), PHYSIQUE RATING (hodnocení fyzické kondice), viscerální tuk, hmotnost kostí a % tuku a hmotnost svalů pro jednotlivé končetiny a trup. Rozšiřující funkce jsou dostupné jen u osob starších 18ti let.

2. Návod k obsluze:

Před prvním použitím: Vložte dodané baterie. Dbejte na správnou polarizaci. Postavte přístroj na rovnou pevnou plochu (nejlépe podlaha, koberec není vhodný).

Nejprve nastavíte datum a čas:

* 3s držte tlačítko hodin (šipka dolů). Pomocí šipek nahoru a dolů postupně nastavíte rok, měsíc, den, hodiny a minuty. Potvrzujete tlačítkem SET

Před prvním měřením musíte zadat Vaše základní osobní údaje pro určení podílu tělesného tuku:

* Stiskněte tlačítko -SET-, na displeji se objeví číslice 1234.

* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte své osobní číslo a uložte -SET-.

* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte své datum narození a uložte -SET-. (opět pomocí šipek)

* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte, zda se jedná o ženu nebo muže nebo atleta ženu nebo muže a uložte stisknutím tlačítka -SET-.

* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte svou výšku v cm - pro rychlé nastavení přidržte tlačítko a uložte stisknutím tlačítka -SET-.

Vaše osobní údaje jsou nyní uloženy. Opakujte tyto kroky pro zadání osobních údajů ostatních členů rodiny. Zadané hodnoty několik vteřin blikají pro potvrzení a poté přístroj automaticky vypne.

Pokud při nastavování uděláte chybu, je možné přístroj vypnout tlačítkem OFF.

Měření tělesných hodnot:

* Zujte si boty a ponožky.

• Stiskněte Vaše osobní číslo (1 - 4).

•

* Na displeji se objeví Vaše uložené údaje, čekejte, na displeji se objeví 0,0 , postavte se na váhu a uchopte držadla, přístroj ukáže Vaši hmotnost (kg). (pokud stoupnete dříve, než se objeví 0,0, váha nemůže měřit).

* Zůstaňte stát, analyzátor měří nyní tělesné hodnoty pro celé tělo a jednotlivé končetiny

* Ukáže se podíl tělesného tuku (%) a dole ukázaný symbol vás zařadí –

- podvyživený, 0 normal, + obézní, ++ velmi obézní

* Sestupte z váhy, objeví se Vaše naměřené hodnoty.

* Stiskněte tlačítko s „%“, po každém stisknutí se zobrazí jiná část těla (nad symbolem SET) a zobrazí se % tělesného tuku pro danou část. Totéž funguje i u hmotnosti svalové hmoty.

Upozornění: následující hodnoty se zobrazí pouze v dospělém módu (17-99 let)

* Stiskněte tlačítko s kapkou, ukáže se procento naměřené tělesné vody.

* Stiskněte tlačítko Muscle Mass (Osoba s činkami), ukáže se množství svalové hmoty (kg), poté můžete opět získat hodnoty pro jednotlivé části těla.

* Stiskněte tlačítko BMR(Osoba s baterií), ukáže se množství kalorií požadovaných k Vaší základní metabolické intenzitě (kcal), čekejte, ukáže se množství kcal a Metabolic Age - metabolický věk.

* Stiskněte tlačítko Bone Mass (osoba s kostrou) - hmotnost kostí.

* Stiskněte tlačítko Visceral fat (osoba s kruhem na břiše), ukáže se hodnocení viscerálního tuku a jeho rádce (buď +,- nebo 0 dole na displeji)

Pomocí šipek můžete listovat mezi uloženými hodnotami.

Stisknutím tlačítka GRAPH se displej změní na Denní – Týdenní – Měsíční graf. Použijte šipky, pokud se chcete dostat k předešlému výsledku měření.

- Když je váha vypnutá : Stiskněte vaše osobní číslo a poté ihned tlačítko GRAPH – zobrazí se graf Vašich hodnot s poslední naměřenou hodnotou.
- Poznámka: Váha ukazuje kalendářní datum pro denní graf, 52 týdnů pro týdenní graf a 36 měsíců pro měsíční graf. Pokud změňte vaše pohlaví a datum narození, budou vaše data smazána

Upozornění: Pro děti od 5 – 17 let váha zobrazí pouze hmotnost a % tělesného tuku.

Tlačítko "host": při nastavení osobních údajů pro "host" použijte tlačítko u nápisu "GUEST".

Postupujte stejně jako při předchozím nastavování, jen místo data narození nastavte přímo věk.

Prostá funkce vážení: stiskněte tlačítko OFF, na displeji se zobrazí 0,0 a stoupněte na váhu.

3. Údržba

Nerozebírejte přístroj a neoplachujte jej vodou. Otřete občas přístroj měkkou utěrkou. Nikdy na přístroj neskákejte. Pokud vkládáte nové baterie, měňte vždy všechny čtyři. Váha se dodává s bateriemi. Jejich doba použití může být zkrácená. Nová baterie vydrží při denním používání 1 rok.

Odstranění závad: Pokud se na displeji neobjeví žádný údaj(Nápis NO RECORD), zadejte prosím znovu své osobní . Pokud se na displeji objeví záporná hodnota, stiskněte před novým vážením své osobní tlačítko nebo tlačítko vážení. Pokud se neukáže podíl tělesného tuku, zvažte se znovu a stůjte klidně. Pokud se na displeji objeví LO, jsou slabé baterie a je potřeba je vyměnit. Nápis ERROR znamená chybu měření (přílišný pohyb, více než 75% tuku..). AGE ERROR se zobrazí při chybě ve věku (záporný věk nebo věk více než 100 – poté funguje jen funkce vážení).

(Nápis NO RECORD), zadejte prosím znovu své osobní údaje.

Upozornění: Měření nemusí být úplně přesné u dětí mladších pěti let, starších 70ti let, těhotných žen, lidí podrobujících se dialýze a lidí trpících na otoky.

Technické údaje

Nejvyšší kapacita: 150 kg
Přesnost měření/stupnice dělená po: 100 g
Stupnice podílu tuku: 0,1 %
Stupnice podílu vody: 0,1 %
Stupnice podílu svalové hmoty: 100 g
Hmotnost kostí: 100 g
Denní příjem kalorií – kcal
Měřicí proud: 50 kHz 500 uA
Příkon: 4 x AA baterie (součástí)
Spotřeba: 60mA

Reklamační řád

Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Reklamacce uplatněná během záruční doby bude vyřízena opravou nebo výměnou. Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku, výrobní a materiální vady. Záruka se nevztahuje na vady vyvolané neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy, to je nárazem, nešetrným zacházením apod., vady vzniklé použitím nekvalitního napájecího článku.

Reklamacce:

1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do tří dnů a to písemnou formou (e-mail).
2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady.
3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují).
ZÁRUČNÍ LIST (BC-543, BC-540)

Datum prodeje:

Datum reklamacce:

Razítko: